

		本 体					カートリッジ				
		<p>トレビノ<sup>®</sup> PT306SV</p> <p>取っ手付きで 収納も抜群</p>  <p>時短 浄水</p> <p>高除去 タイプ</p>  <p>GOOD DESIGN</p>	<p>トレビノ<sup>®</sup> PT502SV</p> <p>ヨコにも置いて 収納性抜群</p>  <p>時短 浄水</p> <p>高除去 タイプ</p> 	<p>トレビノ<sup>®</sup> PT304SV</p> <p>料理にも便利な 大容量</p>  <p>時短 浄水</p> <p>高除去 タイプ</p>  <p>GOOD DESIGN</p>	<p>トレビノ<sup>®</sup> PT302SV</p> <p>安心・おいしい水を お手軽に</p>  <p>時短 浄水</p> <p>高除去 タイプ</p>  <p>GOOD DESIGN</p>	<p>トレビノ<sup>®</sup> PT302F</p> <p>おいしい水を お手軽に</p>  <p>時短 浄水</p> <p>高除去 タイプ</p>  <p>GOOD DESIGN</p>	<p>時短 浄水</p> <p>高除去 タイプ</p>  <p>2個入</p>	<p>時短 浄水</p> <p>高除去 タイプ</p>  <p>1個入</p>	<p>バージョン タイプ</p>  <p>3個入</p>	<p>バージョン タイプ</p>  <p>1個入</p>	
品番		PT306SV	PT502SV	PT304SV	PT302SV	PT302F	PTC.SV2J	PTC.SVJ	PTC.F3J	PTC.FJ	
希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
JANコード		4 960685 893631	4 960685 889245	4 960685 889238	4 960685 889221	4 960685 882598	4 960685 889283	4 960685 889276	4 960685 882574	4 960685 882567	
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行き)		292×151×86	301×193×117	295×237×101	282×157×103	282×157×103					
JIS規格 浄水能力※	遊離残留塩素	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
	濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	総トリハロメタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	溶解性鉛	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2-MIB(カビ臭)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	CAT(農業)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	テトラクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	トリクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	クロロホルム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ブロモジクロロメタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ジブロモクロロメタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ブロモホルム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	陰イオン界面活性剤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
フェノール類	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ジェオスミン(カビ臭)	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ベンゼン	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
カートリッジの 交換目安		200L (1日3L使用の場合 2ヶ月) (1日2L使用の場合 3ヶ月)					200L (1日3L使用の場合 2ヶ月) (1日2L使用の場合 3ヶ月)				
ろ過流量		0.3L/分	0.35L/分	0.4L /分	0.2L/分	 <p>従来のカートリッジも お使いいただけます</p> <p>PTC.V2J (2個入)</p> <p>PTC.VJ (1個入)</p>					
製品仕様	カートリッジ交換 お知らせ機能	●	●	●	●	●					
	ろ過水容量	0.8L	1.2L	2.1L	1.1L	1.2L					
初期搭載カートリッジ品番		PTC.SVJ					PTC.FJ				

※JISの試験方法に従って各物質の浄水能力を項目毎に計測しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まる場合があります。

トレビノ

トレビノにて  
楽々クワイエー

蛇口直結型  
浄水器

蛇口直結浄水器  
取付方法

ポット型浄水器

カートリッジの  
選び方

浄水シャワー  
据置型

仕様一覧